


Sangue Occulto feci:

(Metodo Immunologico)

Raccolta campione

Ritirare la provettina con tappo viola per la ricerca del sangue occulto nelle feci presso il nostro laboratorio.



Procedere alla raccolta secondo le seguenti istruzioni:

1. Svitare il tappo della provettina;
2. Infilare lo stick in modo casuale per 5-6 volte in diversi punti delle feci, **senza eccedere con il materiale**;
3. Reinserire lo stick nel flacone, avvitare accuratamente ed agitare per sospendere il campione nel liquido presente.

PRECAUZIONI:

1. Defecare in modo da non contaminare le feci con le urine;
2. Evitare di lavarsi i denti se si soffre di emorragie gengivali;
3. Non raccogliere il campione se si è affetti da emorroidi e/o ragadi sanguinanti;
4. Non assumere farmaci a base di ferro.

Conservazione:

Il campione va conservato in frigorifero (4°) per non più di sette giorni.